

**HEINE SIGMA® 250 Indirektes binokulares Ophthalmoskop**  
Mit Leichtigkeit genauestens untersuchen.



**70%**  
kleiner und  
leichter

Jetzt mit neuer Stromquelle:  
**HEINE mPack mini**

**LED HQ**  
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.




# HEINE SIGMA<sup>®</sup> 250 INDIREKTES BINOKULARES OPHTHALMOSKOP

Brillengetragenes Leichtgewicht mit einer Fülle von Vorzügen.

Anpassbarer S-FRAME.  
Leichtgewichtiges  
Brillengestell für maximalen  
Komfort. Auf die persönliche  
Passform einstellbar.

Für jede Pupillengröße. Separate  
Einstellung von Konvergenz und  
Parallaxenwinkel für vollständig  
ausgeleuchtete stereoskopische  
Einblicke, auch in die Peripherie.  
Für Pupillen von 2 mm – 10 mm.



Leichter Rahmen.  
Hochfeste Carbon-Faser  
gibt dem Rahmen ein  
geringes Gewicht und hohe  
Stabilität.

**LED HQ**  
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Der neue Standard in der LED-  
Beleuchtung liefert ein absolut  
homogenes und helles Licht mit  
getreuer Farbwiedergabe für eine  
präzise Diagnose. Rot ist rot, blau  
ist blau. Farbtemperatur typ. 4000K,  
CRI typ. ≥ 90, gute Werte bei der  
Wiedergabe von Rottönen.

Staubdicht. Wartungsfrei.

HEINE Präzisionsoptik.

**NEU!**



## NEU! HEINE mPack mini – Die kompakte und leichte Stromquelle für SIGMA 250.

Die neue Hochleistungs-Stromquelle HEINE mPack mini bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne störende Kabelverbindung zu Tisch-, Wand- oder Untersuchungseinheit. Mit lediglich 95 g Gewicht und einer Größe von 44 x 23 x 101 mm, ist die mobile Stromquelle nun ca. 70 % kleiner und leichter als ihr Vorgänger.

In der mitgelieferten Tasche, lässt sie sich am Gürtel befestigen und kann dort auch geladen werden. Im Alltag hält der Akku dank Li-ion Technologie typ. 11 Stunden, bei Dauerbetrieb mit maximaler Lichtstärke. Über den USB-Stecker lässt sich der mPack mini flexibel laden, z. B. am Laptop/PC oder per USB-Ladegerät.

### SIGMA 250 Kit mit S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip

C-008.33.341

### SIGMA 250 M2\* Kit mit S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip

C-008.33.346

### SIGMA 250 Set mit S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Sklera-Depressor klein, Sklera-Depressor groß, A.R. 20D Ophthalmoskopierlupe, Mitbeobachter-Spiegel, Blau- und Gelbfilter, Diffusor-Aufsatz, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip, Koffer

C-281.41.671

### SIGMA 250 M2\* Set mit S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Sklera-Depressor klein, Sklera-Depressor groß, A.R. 20D Ophthalmoskopierlupe, Mitbeobachter-Spiegel, Blau- und Gelbfilter, Diffusor-Aufsatz, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip, Koffer

C-279.41.671

\* Das SIGMA 250 M2 besitzt statt der mittleren Kreisblende einen Microspot.

Blenden SIGMA 250: Blenden SIGMA 250 M2:

► Weitere Informationen zu HEINE Produkten finden Sie unter [www.heine.com](http://www.heine.com)

